

## AGITADOR-ROTADOR SEROLOGICO MECANICO

Marca: EUROTECH

Mod: KJ-201BD

---

### OBSERVACIONES :

El agitador orbital de KJ-201BD se utiliza para la mezcla de la tarjeta de prueba de RPR con el carácter de la estabilidad, de ningún ruido, de la velocidad giratoria razonable y del diseño compacto. Es aplicable a la estación de prevención de epidemias, estación de sangre, clínica de dermatosis y laboratorios de hospitales.

### DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:

- \*Velocidad: 0 a 210 RPM
  - \*Tiempo regulable: 0 - 15 minutos
  - \*Declinación de diámetro: 22 mm
  - \*Tensión: 220V +/- 10% (50 / 60Hz)
  - \* Tamaño de la placa de trabajo: 315 x 218 mm
  - \*Tipo de movimiento: Orbital
  - \*Interruptor de encendido
  - \*Potencia: 10W
  - \*Capacidad: 1 Kg
- 
- Garantía: 1 Año(s)
  - Procedencia: TAIWAN
  - Modelo: KJ-201BD
  - Marca: EUROTECH



IMAGEN REFERENCIAL