

AGITADOR VORTEX

Marca: GREAT LAB

Modelo: TM-MIVOT

INFORMACIÓN DETALLADA:

Generalmente se usa para mezclar pequeños viales de líquidos en laboratorios. Para la para suspensión enérgico de células o gránulos químicos en tubos de hasta 15 ml.

- Cuenta con modo continuo e intermitente.
- Aspecto compacto, función potente, súper resistente a los golpes, ideal para operaciones a alta velocidad.
- Diseño de rodamiento excéntrico estable, confiable, resistente y duradero.

Especificaciones Técnicas:

Potencia: 80W

Velocidad variable de Rotación: 100 – 3000 rpm

Superficie de trabajo: diámetro de 26 mm

Peso: 2.4 Kg.

Dimensiones: 175 x 160 x 160

Voltaje: 220V



IMAGEN REFERENCIAL