

AUTOCLAVE DE MESA DE 24 LITROS CLASE B CON IMPRESORA INCORPORADA

MARCA : BIOBASE

MODELO : BKM-Z24

OBSERVACIONES :

El Autoclave es un equipo para esterilización, utilizado ampliamente en microbiología, medicina, veterinaria, fabricación de prótesis, etc. Varían en tamaño y funciones dependiendo del medio a ser esterilizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1. TANQUE DE AGUA TIPO ABIERTO: El esterilizador adopta un tanque de agua tipo abierto de fácil limpieza el cual puede soportar repetidos ciclos de funcionamiento si está completamente inyectado con agua.
2. VACÍO DE ALTA EFICIENCIA: Adopta un sistema de vacío de bajo ruido y alta eficiencia.
3. PANTALLA LCD AMPLIA: Se muestra la temperatura, presión, tiempo, estado de operación, advertencias de falla y otra información. Es adecuado para el usuario poder observar el estado del esterilizador en funcionamiento.
4. MÚLTIPLES TIPOS DE PROGRAMA: El sistema tiene varios tipos de programas que incluyen: Elementos empacados, elementos desempacados, programación rápida, programación personalizada, programa de prueba de vacío, programa de secado y de precalentamiento.
5. PUERTO USB ESTÁNDAR: El usuario puede almacenar los datos de la esterilización en una unidad USB.
6. IMPRESORA INCORPORADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- *Clase de esterilización: Clase B (De acuerdo al estándar EN 13060)
- *Temperatura de esterilización: 121 °C, 134 °C
- *Programa especial: HIV, HBV Programa de esterilización de tiempo extendido
- *Procedimiento de Secado: Secado al Vacío
- *Pantalla: Pantalla LED
- *Sistema de Prueba: Prueba ByD, Prueba de vacío, Prueba Hélix
- *Precisión de Control Temperatura: 1 °C
- *Presión: 0.1 bar
- *Datos de Esterilización Puerto USB estándar

- Procedencia: CHINA
- Modelo: BKM-Z24
- Marca: BIOBASE



IMAGEN REFERENCIAL