

BALANZA DIGITAL ADULTO CON TALLIMETRO

Marca: PINMED

Modelo: TCS-200B-RT

Proced. : CHINA

CARACTERISTICAS GENERALES:

- o Balanza de alta precisión.
- o Pantalla digital estable y alta velocidad de medida.
- o Procedimiento operativo consta de microprocesadores el cual hace que su nivel de respuesta sea óptimo.
- o Cero automáticos: estándar automático, anti - interferencia.
- o Fácil uso con tallímetro muy eficiente.
- o Cuenta con apagado y ajuste de cero automático.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- o Peso Máximo: 200 kg / 440 lb.
- o División: 100g / 0.2lb
- o Grado: III
- o Pantalla: LED de 05 dígitos de 0.8".
- o Rango de medición de altura: 80 - 210 cm
- o División de medición de altura: 0.5cm
- o Batería: de 6V de potencia
- o Tamaño de escala: 860 mm × 630 mm × 970 mm
- o Peso neto de la báscula: 12.5 kg
- o Cuenta con batería, se recarga de 8 a 10 horas para un uso de 100 horas continuas.

IMAGEN REFERENCIAL

