

BALANZA DIGITAL ANALITICA DE 220G-000.1G

Marca: DIGITAL PRECISION

Mod: DP-2204E



BALANZA DE 220 G/0.0001 G ANALITICA - MOD. DP-2204E - DIGITAL PRECISION



Características del producto

- Sensor electromagnético.
- LCD (retroiluminación blanca con fuente negra).
- Función de tara/Conteo/Conversión de unidades (g/mg/ct/oz).
- Sensibilidad/Velocidad ajustada/Porcentaje.
- Función de densidad.
- Función de acumulación/Retención de picos/Set superior e inferior
- Pesaje dinámico/Función neto y bruto/Reloj (opcional)
- Función de impresión (ajuste de la velocidad en baudios, salida continua o salida intermitente)
- Alarma de sobrecarga/ Alarma de fallo/ Indicador de nivel
- Opción: Kit de densidad (Sólido/líquido), RS485, USB, impresora.

MODELO	DP-2204E
Capacidad(g)	220
Resolución (g)	1g
Peso mínimo (g)	0.0004
Tiempo de estabilidad	≤3s
Pantalla	LCD (luz de fondo blanca con fuente negra)
Tamaño de la bandeja	Φ80mm / Φ90mm (Opcional)
Temp. de funcionamiento	5-35°C
Capacidad de repetición	±0.0002g
Recubrimiento	±0.0003g
Medida	300×200×295mm
Tamaño del protector contra corrientes de aire	180×175×200mm
Tamaño LCD	96×24mm
Peso cal.	200g
Opción	RS232/USB/ Impresora (Opcional)
Tamaño del empaque	425×320×415mm
Peso bruto	7.0kg

Soporte técnico

- Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso especifica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo.
- Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

Garantía

- 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.



IMAGEN REFERENCIAL