

BALANZA DIGITAL ANALITICA DE PRECISION DE 0.0001-220GR

MARCA : EUROTECH

MODELO : FSF-A2204B

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BALANZA:

- * Rango de 0.0001 hasta 220 Gr.
- * Repetitividad (mg): +/- 0.1 mg
- * Modelo: FSF-A2204B
- * Pantalla: Pantalla digital y luz Led
- * Funciones: tara, calibración, peso
- * Conversión de unid, recuento simple, control automático.
- * Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- * Pre calentamiento automatico para la correcta precisión
- * Cubierta cortaviento, de vidrio
- * Corriente 220 Volt
- * Ajuste: Interno, automático
- * Tiempo normal de estabilización
- * Tamaño del plato de pesada: 80 mm
- * Peso (aprox.): 4,9 kg
- * Dimensiones: 360 x 216 x 320 mm
- * Incluye pesa patron de 200 gr para calibracion
- * Carcasa protectora: Carcasa limpiable.
- * Condiciones ambientales: -10 C° + 30 C°, +/-85 % RH
- * Conexión a impresora (RS-232 - No incluye cable)
- * Fabricación de acuerdo a Normas ISO 9001:2000

- Garantía: 1 Año(s)
- Modelo: FSF-A2204B
- Marca: EUROTECH
- Peso: 4 Kg



IMAGEN REFERENCIAL