

BAÑO MARÍA DE 5.7 Y 9 LITROS

MARCA : GREAT LAB

Cuenta con una estructura compacta, con ahorro de energía, fácil mantenimiento y una larga vida útil. Es un equipo ampliamente utilizado en las unidades médicas, colegios y universidades. Cuenta con una pantalla display para poder observar la temperatura interna.

Está equipo con un drenaje de agua (solo en el de 9 litros)

Equipo controlado por microprocesador.

Buen rendimiento de aislamiento con cubierta de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	HH-S2	HH-W420
CAPACIDAD	5.7 LITROS	9 LITROS
MEDIDAS INTERNAS (mm)	300x160x120	400x180x130
POTENCIA VA	600 W	1000W
RANGO DE TEMPERATURA	Temperatura ambiente +5 hasta 100°C	
TEMPERATURA DE FLUCTUACIÓN	± 0.5°C	± 1°C
VOLTAJE	220V / 60 Hz	

IMAGEN REFERENCIAL



MODELO: HH-S2

5.7 LITROS



MODELO: HH-W420

9 LITROS