

CAMA CLINICA DE DOS MANIVELAS

Procedencia : CHINA



IMAGEN REFERENCIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- ✓ Cabecera y pie cera fabricado de ABS inyectado.
- ✓ Acabado en pintura electrostático con una base apoxico al horno color blanco o marfil.
- ✓ Manivela (1) Regular la cabeza que permite la posición acostado 180° y sentado a 90°.
- ✓ Manivela (2) para los pies que permite la posición de 70 grados levantado.
- ✓ 4 ruedas giratorios dos con frenos de estacionamiento y cada rueda con su protector.
- ✓ 2 barandas de seguridad plegables de material aluminio.
- ✓ Peso de hasta 130 kg

INCLUYE:

- ✓ Colchón