



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

CAMILLA DE AMBULANCIA TELESCOPICA

Marca : ETIMSA



IMAGEN REFERENCIAL

La CAMILLA DE AMBULANCIA TELESCÓPICA es un dispositivo que se utiliza para trasladar a un paciente desde el sitio de emergencia hacia un centro de urgencias. Ha sido diseñada para sujetar al paciente cuenta con barreras laterales de seguridad en ambos lados de la camilla. Moderno sistema de fijación empotrable a todo tipo de ambulancias.



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

DATOS GENERALES



- Camilla telescópica, construida en aleación de aluminio de alta resistencia a la corrosión.

- Colchoneta de 2" de espesor, fabricado a base

de espuma de alta densidad recubierta con engomado Hidrífugo.

- Respaldo plano ajustable en 9 posiciones para brindar mayor comodidad al paciente.
- Dos asas laterales para un mejor transporte
- Portasuero telescópico de aluminio de altura ajustable
- Una sola persona puede transportar al paciente en la camilla.
- Cuenta con un sistema de bloqueo mediante una manija central que se encuentra en la parte inferior de la camilla que permite que las patas no se plieguen mientras transportan al paciente.
- Las patas plegables están controladas por las manijas que se encuentran en ambos extremos de la camilla.
- Las patas se pueden doblar debajo automáticamente cuando sube a la ambulancia, solo al desbloquear la manija de seguridad de la camilla.
- Sistema de fijación en el piso de la ambulancia con sistema de antirretroceso.
- Cuenta con cuatro ruedas dos de ellas con frenos además con un sistema de ruedas adicionales para subir la camilla a la ambulancia.





DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.
R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Material de fabricación: Aleación de aluminio y colchoneta de espuma
- Dimensión del producto en posición alta (L*W*H): 190*55*92 cm
- Dimensión del producto en posición baja (L*W*H): 192*55*25 cm
- Dimensión del empaque (L*W*H): 195*62*26 cm
- Ángulo del respaldar: 0° - 75°
- Normativa principal: FDA, ISO 9001, CE.
- Peso neto: 40 kg
- Peso bruto: 46kg
- Posiciones:
 - (9) respaldar accionado
 - Posición de guardado
- Ruedas:
 - Ø 12.5*4 cm
 - 4 ruedas 2 de ellas con frenos
- Accesorios:
 - Anclaje de fijación
 - 2 correas de sujeción
- Color: Anaranjado
- Carga soportada: ≤159kg

