

CAMILLA FIJA PARA EXAMEN GINECOLOGICO

Marca : NACIONAL

Es un tipo de camilla especializada utilizada en consultas ginecológicas y exámenes médicos de las zonas genitales y reproductivas de las mujeres. Está diseñada para proporcionar comodidad, estabilidad y acceso adecuado al área del paciente durante procedimientos médicos específicos, como exámenes ginecológicos, colposcopias, ecografías transvaginales, y procedimientos quirúrgicos menores en ginecología.

DESCRIPCION:

Bastidor fabricado en tubo metálico de 1"1/2 x 0.9 mm de espesor.
Pintada al horno con pintura electrostática en polvo de color blanco.
Soporte de estructura sobre 4 regatones de polietileno, cabecera regulable >60°.

Colchoneta fabricada en cuero Marroquín lavable de 3" de espesor en espuma de polietileno semi-duro.

Dimensiones aproximadas:

Largo de base: 195 cm

Ancho: 65 cm

Altura: 80 cm

Capacidad de carga: 100 kg

**Las medidas pueden variar en un +/- 5%



IMAGEN REFERENCIAL