

CAMILLA FIJA (DIVAN) PARA EXAMEN MEDICO

Marca : NACIONAL

CARACTERISTICAS GENERALES

- Construido de tubo redondo de 1.1/2" de diámetro x 0.6 mm de espesor, tapiz forrado en Marroquín; respaldar reclinable. Pintado al horno electrostático en color blanco.
- Respaldo ajustable
- Patas anti deslizables
- Capacidad 100 kg
- espuma de 3 pulgadas tapizada con marroquí (colores a elección) la base esta pintada con pintura al horno.
- Estructura de metal laminado al frío, y pintado al horno.
- Ideal para consultorios, tóxico, escuelas, universidad, spa, hospitales, clínicas, etc
- Todas las partes son accesibles para la limpieza
- Disponible en modelo de masaje
- Pintura electrostática en polvo color blanco secado a más de 100° temperatura al horno.
- **NOMBRE COMERCIAL:** CAMILLA DE EXAMEN MEDICO TIPO DIVAN.

MEDIDA:

LARGO: 1.77

ANCHO: 0.60

ALTO: 0.75



IMAGEN REFERENCIAL