

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDAS Y PORTA SUERO

Marca : NACIONAL

Unidad móvil que se utiliza para trasladar a pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos debido a su gravedad o patología.

ESTRUCTURA

- Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura y desgaste. Desinfectable.
- Estructura de metal de alta calidad.
- Respaldo abatible y/o graduable.
- .Fabricado en estructura de acero inoxidable AISI 304
- .Superficie de descanso de la camilla se hace de colchón de espuma 2", el material es resistente al agua y retardante al fuego, para evitar la filtración de sangre.
- .Transporte seguro, las barandas retractiles de seguridad de ambos lados de la camilla se pueden levantar hacia arriba o abajo.
- .Incluye artículos como porta sueros, colchoneta, cinturones de seguridad y sistema de ajuste.
- .4 Ruedas de tipo giratorias, dos con freno.

DIMENSIONES:

LARGO: 190CM
ANCHO: 65CM
ALTO: 80CM



*Imagen referencial