

CAMILLA TIPO CANASTILLA CON ESTRUCTURA DE METAL

Marca: NACIONAL


I. DESCRIPCIÓN	
I.1	<p>Denominación del bien: CAMILLA CANASTILLA DE METAL Código: CAM-200 Marca: CAMITEK Procedencia: NACIONAL</p> 
II. APLICACIÓN	
II.1	Camilla canastilla, ideal para el uso en rescates y traslados en situaciones de difícil acceso, brindando al paciente seguridad y protección ante posibles golpes y caídas por balanceos en el traslado.
III. CARACTERÍSTICAS	
III.1	Estructura fabricada íntegramente de metal tubular de 5/8" de diámetro, platinas de 5/8 x 1/8", varillas y alambre de 1/4" de diámetro. Soldadura reforzada, que asegura el buen acabado y alta resistencia de la camilla.
III.2	Tratamiento de las superficies, iniciando con el desengrase y doble enjuague para eliminar o cualquier tipo de contaminante, para prevenir y proteger los tubos contra la corrosión externa e interna, producida por la agresividad de la humedad del ambiente.
III.3	Deberá ser eliminado el óxido y luego aplicar una base anticorrosiva
III.4	Acabado con Resina Acrílica modificado, aplicado con soplete, curado y secado a temperatura ambiente.
III.5	Incluye tres correas con hebillas.
III.6	Color: Negro
III.7	<p>Dimensiones aproximadas:</p> <p>Ancho total: 65 cm Altura total: 208 cm Largo total: 20 cm **Las medidas pueden variar en un +/- 5%</p> <p>Carga soportada: 220 kg Peso neto: 8 kg Peso bruto: 8.5 kg</p>



IMAGEN REFERENCIAL