

CENTRÍFUGA DIGITAL DE 12 TUBOS

Marca: Great Lab

Modelo: HW12M

La centrífuga HW12M es ampliamente utilizada en análisis físico, químico, bioquímica, biología celular y molecular, laboratorios clínicos y centros de donación de sangre.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Motor libre de mantenimiento sin carbones
- Pantalla LCD de tiempo y velocidad
- Velocidad ajustable de 300 a 4000 rpm.
- Tiempo programable de 15s y 99 min o tiempo continuo.
- Para tubos de 12 x 15 ml.
- Colección de tubos para 12x 10ml/7ml/5ml/3ml/1.5ml
- La tapa se abre automáticamente al final del tiempo programado para evitar el calentamiento de la muestra y para reducir el tiempo de manipulación.
- Detección automática del desequilibrio del rotor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Descripción	HW12M
Máximo RCF	2460 x g
Alimentación	AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Capacidad de rotor	12 x 15ml Adaptadores para 12x 10ml/7ml/5ml/3ml/1.5ml
Velocidad	De 300 a 4000 rpm
Tiempo	15s y 99 min o tiempo continuo
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Dimensión	370 x 330 x 175 mm
Peso	11 KG



IMAGEN REFERENCIAL