

CHALECO DE EXTRICACION

Marca : IMPORTADO

DESCRIPCION

- Muy adecuado para la inmovilización cervical y de la columna vertebral en un rescate accidental.
- Diseñado para fijar el paciente. Aplicable para pacientes lesionados. • Placa rígida para inmovilizar.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Las correas bloqueadas se pueden desbloquear rápida y fácilmente de acuerdo con diferentes signos de color, incluso en el lugar oscuro y estrecho.
- Puede usar de forma compatible el collarín cervical para fijar la posición antes de enviar al paciente al dispositivo de extracción.

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: NYLON
- COLOR: VERDE

• ADICIONALES:

- 2 CORREAS DE FIJACIÓN DE FRENTE Y MANDIBULA.
- BOLSA DE TRANSPORTE

TAMAÑO DEL EMBALAJE	PESO NETO	PESO BRUTO
86 × 26 × 35cm	13.2kg	14.2kg





DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

Datos técnicos



- Fabricada a base de 22 listones rígidos y sólidos recubiertos de nylon impermeable.
- Adecuado para la inmovilización cervical y la columna vertebral.
- Diseñado para fijar el paciente.
- Placa rígida con 22 listones para inmovilizar la cabeza, nuca y columna.
- Fácil de limpiar y mantener
- Las correas incorporadas se pueden desbloquear de manera rápida y fácil.
- Cinturones de seguridad codificados con colores y hebillas de seguridad para una rápida y fácil aplicación
- Es compatible con collarines cervicales para inmovilizar el cuello antes de ubicar al paciente en el chaleco.
- Se adapta a una férula de cadera y pélvica por simple inversión.
- Los lados ajustables y plegables permiten un fácil acceso al pecho del paciente
- Puede utilizarse para múltiples tamaños de pacientes, incluidos niños y mujeres embarazadas
- Es translucido a los rayos-X
- Ideal para inmovilizar y extraer a los pacientes de accidentes automovilísticos o espacios confinados.

IMAGEN REFERENCIAL