

COLLARIN CERVICAL REGULABLE 4 POSICIONES ADULTO

Marca: IMPORTADO

DESCRIPCION

- Este collar cervical regulable, permite adaptar a medida la inmovilización cervical (Tall, Regular, Short y No-Neck).
- El panel trasero tiene un espacio para ver y palpar el inicio de la cervical.
- El agujero de la tráquea es grande y permite el acceso fácil para controlar el pulso, visualización y procedimientos de vía aérea avanzados.
- Los mecanismos de cierre aseguran la estabilidad y el ajuste ergonómico.

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: CUBIERTO DE ALGODÓN-CIERRE DE BELCROESPUMA SUAVE
- COLOR: AMARILLO-AZUL

Especificaciones generales			
Marca		Peso neto	5 g
Modelo	4 POSICIONES	Peso bruto	10 g
Código	CMS-17	Posiciones	4
Material de fabricación	Estructura de polietileno contorneada con espuma suave y cierre de velcro.	Color	Celeste, blanco y amarillo
Dimensión del producto (L * W * H)	59*19*2cm	Uso	Adulto
Dimensión del empaque (L * W * H)	63*20*3cm.	Tipo de empaque	Bolsa transparente de polietileno
Tamaños ajustables	Sin cuello, bajo, regular y alto.	Presentación	Unidad
Normativa principal	FDA, ISO 9001, CE.	Procedencia	China

COLLARIN CERVICAL REGULABLE 4 POSICIONES ADULTO

Marca: IMPORTADO



IMAGEN REFERENCIAL