

CONTADOR DE CELULA ANALOGICO DE 8 TECLAS

Marca: SONEX

Mod: CC-8k

OBSERVACIONES :

DEFINICION DEL EQUIPO:

Sirve para clasificar con contaje visual los diferentes tipos de leucocitos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- *Contador mecánico de células sanguíneas
- * Cuenta con un teclado de 8 teclas para el recuento de leucocitos según hemograma de shilling.
- *Cuerpo (estructura externa) moldeado en plástico resistente
- *Base y mecanismo interno de metal
- *Registro de cuenta con 8 teclas (3 dígitos para cada tecla) BASOFILOS / EOSINOFILOS / LINFOCITOS / MIELOCITOS / MONOCITOS / NEUTROFILOS / PLAQUETAS Y SEGMENTADOS
- *Registros individuales que indican porcentajes
- *Totalizador de recuento con alcance hasta 999
- *indicador sonoro cuando la cuenta alcanza el valor a 100
- *Botones giratorios en los laterales para poner a cero la cuenta
- * 8 botones tienen colores rojo y blanco en secuencia para su identificación.
- * Un sonido de clic en cada toque para confirmar el recuento.
- * Tiene incorporado tabla de célula sanguínea (Indica nombre abreviado)
- * Cuenta con estuche

- Procedencia: INDIA
- Modelo: CC-8K
- Marca: SONEX
- Peso: 2 Kg



IMAGEN REFERENCIAL