



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

CONTADOR DE CELULA DIGITAL

Marca: KYNTEL

Mod: JSQA



KYNTEL

IMAGEN REFERENCIAL



CONTADOR DE 9
TECLAS

KYNTEL ofrece una amplia gama de equipos de laboratorio de alto rendimiento para aplicaciones de investigación académica, productos farmacéuticos, productos químicos, alimentos y bebidas y laboratorios de ensayo.

Su satisfacción es nuestra prioridad, haremos todo lo posible para que su inversión sea la mejor.

CONTADOR DE CELULAS DIGITAL MOD.JSQA - IMPORTADO

El conteo de hematocritos es controlado mediante un microprocesador hemocitómetro. Muestra diez grupos de números, todos con total precisión, El diseño atractivo, muestra datos claros, es cómodo de usar, especialmente aplicable para laboratorios.

Especificaciones Técnicas:

- ▶ Permite el conteo de LEUCOCITOS, RETICULOSITOS, ERITROCITOS y cualquier célula
- ▶ Con registro de cuenta total
- ▶ Registro diferencial de glóbulos blancos
- ▶ Sistema de alarma audible cada 100 conteo
- ▶ cálculo automático y relación de porcentaje del total de cada célula
- ▶ Tono diferencial para cada célula
- ▶ categoría cuenta máxima: 10 grupos
- ▶ Dimensión externa: 220 × 166 × 78 mm
- ▶ Voltaje: 220 V ± 10% 50Hz

Accesorios:

- ▶ Cable de poder.

Garantía:

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.