

CORREA TIPO SPIDER DE 10 PUNTOS

MARCA : IMPORTADA

Descripción:

La correa tipo araña, esta diseñada para sujetar a un paciente a la tabla espinal de manera segura y cómoda, está confeccionada en material de polipropileno de 5cm de alta resistencia y diferenciada por colores para una fácil implementación, cuenta con 12 puntos de sujeción con velcro de 5cm en cada punta.

Características:

- Se ajusta fácilmente, permitiendo un ajuste personalizado al paciente.
- Se puede limpiar para su reutilización.
- Los mejores sistemas de correas que ofrecen una inmovilización total y rápida del cuerpo.
- Cuentan con doce puntos de sujeción fácil de usar.
- Transparentes a los Rayos X.
- Dos tirantes estilo tirante.
- Permite que el paciente trasladado no se ahogue por el estilo en "V" del cuello.
- Cinco correas ajustables para torso/extremidades, con correa central ajustable.
- Cintas de nylon y velcro de polietileno

Dimensiones:

- 105 cm x 64 cm x 5 cm




IMAGEN REFERENCIAL