

CUNA METALICO ACRILICO

MARCA : NACIONAL

DESCRIPCION:

- Bastidor fabricado con tubo laf de sección redonda de $\varnothing 1''$ x 0.8mm de espesor, debidamente soldado y reforzado
- Con 04 garruchas de grado hospitalario de 2" de diámetro, giratorias 360°
- Con 01 cesto de acrílico transparente de 3.5mm de espesor termo moldeado con porta tarjeta de identificación en la cabecera.
- Colchoneta de espuma de poliuretano de 50mm (2") de espesor forrado en tapiz hipoalérgico, de fácil limpieza y desinfección de material ignífugo.
- Pintura electrostática con secado al horno a 180 - 200°c



IMAGEN REFERENCIAL