

Equipo Multiparámetro 4 en 1

MARCA : ACCU-ANSWEL

MODELO : REDDYZ LBM-01

DESCRIPCIÓN:

Mantén un seguimiento completo de tu salud con el Equipo Multiparámetro 4 en 1 Reddyz, diseñado para proporcionar lecturas precisas y confiables de tus signos vitales. Ideal para uso en hospitales, clínicas y en el hogar, este dispositivo es esencial para pacientes con condiciones crónicas y para quienes buscan un monitoreo integral de su bienestar. El equipo ofrece mediciones rápidas de colesterol total, ácido úrico, glucosa y hemoglobina en cuestión de segundos, garantizando un control eficiente y preciso de tu salud.

CARACTERÍSTICAS:

- Monitoreo de 4 parámetros clave: colesterol total, ácido úrico, glucosa y hemoglobina.
- Mediciones rápidas: colesterol en 15 segundos, ácido úrico, glucosa y hemoglobina en 5 segundos.
- Pantalla LCD grande de 52×38 mm.
- Capacidad de memoria para 800 resultados con fecha y hora.
- Promedio de resultados para 7, 14 y 28 días.
- Codificación con numeración del 1 al 49.
- Diseño compacto y portátil.

BENEFICIOS:

- Control integral de la salud: Monitorea múltiples parámetros vitales con un solo dispositivo.
- Resultados rápidos y precisos: Obtén mediciones confiables en segundos, facilitando el seguimiento de tu salud.
- Capacidad de memoria: Almacena hasta 800 resultados, permitiendo un seguimiento detallado a lo largo del tiempo.
- Fácil de usar: Interfaz intuitiva y pantalla LCD grande para una lectura clara de los resultados.
- Portabilidad: Diseñado para ser compacto y ligero, ideal para llevarlo contigo a cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Parámetros de medición:
- Colesterol total: 103 a 413 mg/dL
- Ácido úrico en sangre: 1.5 a 20 mg/dL
- Glucosa en sangre: 20 a 600 mg/dL
- Hemoglobina: 5.0 a 26 g/dL
- Muestra requerida: Sangre entera capilar fresca o sangre entera venosa.
- Capacidad de memoria: 800 resultados con fecha y hora
- Codificación: Numeración del 1 al 49
- Promedio de resultados: 7, 14 y 28 días
- Tamaño de la pantalla LCD: 52×38 mm (5.2×3.8 cm)
- Dimensiones del dispositivo: 111x59x16 mm (11.1×5.9×1.6 cm)
- Duración de la batería: Aproximadamente 1000 pruebas
- Peso: 205 g.
- Vida útil: 5 años, según el fabricante.

CÓMO USAR:

1. Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido.
2. Inserta la tira reactiva correspondiente al parámetro que deseas medir, debe coincidir con el código que aparece en la pantalla LCD.
3. Con el dispositivo de punción aplica una pequeña muestra de sangre en la tira reactiva.
4. Espera unos segundos hasta que el dispositivo muestre el resultado en la pantalla LCD.
5. Guarda los resultados automáticamente con fecha y hora para un seguimiento detallado.

INCLUYE:

- 1 Monitor Multiparámetro 4 en 1.
- Set de tiras reactivas para colesterol, ácido úrico, glucosa y hemoglobina (10 unidades de cada una).
- 40 Unidades de lancetas.
- 1 Dispositivo de punción.
- 1 Manual de usuario en español.

– 1 Estuche.

