

## ESTERILIZADORA DIGITAL HORIZONTAL DE 30 LITROS

**Marca:** EUROTECH

**Modelo:** DHG-9030A

### **OBSERVACIONES :**

Flujo de aire dentro de la cabina del equipo se mueve o rota gracias a un ventilador interno, permitiendo que el todo el aire interno tenga la misma temperatura y ayudando al equipo a calentar mas rapido y mantener mejor la temperatura constante

### **DESCRIPCION:**

- \* Regulador de temperatura: por microprocesador electrónico
- \* Rango de temperatura de funcionamiento: RT+5 a 300°C
- \* Desviación de la temperatura en la cámara no mayor a 3°C
- \* Método de circulación: convección natural
- \* Temporizador de 0 a 2 horas o más.
- \* Método para ajustar la temperatura: ajuste digital usando teclas
- \* Capacidad interna: 30 LT

### **ALARMA DE SEGURIDAD:**

- \* Error del sensor de temperatura
- \* Error del circuito de entrada de temperatura
- \* Prevención automática para sobrecalentamiento

### **COMPONENTES:**

- \* Material aislador de calor: lana mineral
- \* Material interior: tipo 304 acero inoxidable
- \* Material exterior: plato frio enrollado de acero con resina de melamina.
- \* Modo de operación: operación bajo temperatura fija, programación de operación, inicio automático, paro automático, paro rápido automático

### **MEDIDAS:**

- \*60 CM de ancho X 55 CM de fondo X 50 CM de altura
- \*40 Kilos

### **OTROS:**

- \* Fuente de poder: 220v/60hz
- \* Cable y enchufe deben cumplir lo dispuesto en la r.m. n° 175-2008-em
- \* Parrillas o bandejas removibles originales.

- Modelo: DHG-9030A
- Marca: EUROTECH
- Peso: 40 Kg



IMAGEN REFERENCIAL