



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

ESTERILIZADORA DIGITAL AIRE FORZADO DE 50 LITROS (50 – 200°C)

Marca: KYNTEL

Modelo: BOV-T50F



**ESTERILIZADOR DE 50 LT. AIRE
FORZADO (50~200°C.) - MOD. BOV-T50F
- KYNTEL**

MOD. BOV-T50F



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

➤ **Características:**

- ▶ Material exterior: Excelente de acero laminado en frío con revestimiento electrostático.
- ▶ Cámara interior de acero inoxidable, mesas, estantes de la estructura de ángulo ajustable.
- ▶ Control PID con pantalla LED
- ▶ Vidrio de doble capa de la ventana de observación, ajustable de bloqueo. Hebilla de cierre hermético
- ▶ Protección contra el sobrecalentamiento.
- ▶ Interfaz RS-485 opcional para software de conexión.

➤ **Parámetros técnicos:**

Modelo	BOV-T50F
Marca	Kyntel
Capacidad	50
Rango de temperatura	50~200°C.
Control de temperatura	0.1°C
Fluctuaciones de temperatura	±1°C.
Temperatura ambiente	+5~40°C.
Rango de temporizador	1~9999min.



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

N° de estantes	2 PC
Consumo	1000 W
Fuente de alimentación	AC110V/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño interno (W*D*H) mm	420*370*350
El tamaño externo (W*D*H) mm	710*560*530
El tamaño del embalaje (W*D*H) mm	860*700*750
Peso	66 Kg

➤ **Soporte Técnico:**

Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso especifica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo.

Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

➤ **Garantía:**

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General



➤ **Detalles del producto:**



IMAGEN REFERENCIAL