

ESTERILIZADORA DIGITAL HORIZONTAL DE 50 LITROS

Marca: EUROTECH

Modelo: DHG-9053A

OBSERVACIONES :

Flujo de aire dentro de la cabina del equipo se mueve o rota gracias a un ventilador interno, permitiendo que el todo el aire interno tenga la misma temperatura y ayudando al equipo a calentar mas rapido y mantener mejor la temperatura constante

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- * Capacidad para esterilizar de 53 litros
- * Camara interior de acero inoxidable
- * El control por microprocesador con pantalla digital
- * Con la ventana de cristal doble.
- * Ajuste de la pantalla digital y la temperatura real.
- * La pantalla digital se ejecuta con temporizador.
- * PID de ajuste automático, sobre alarma de temperatura.
- * Alarma automática después de la operación.
- * Adecuado para secar, hornear, desparafinado, esterilización y solidificación.
- * Indicador de Temperatura : 5-200 °C
- * Desviación de Temperatura : +/- 1 °C
- * Temporizador de 0- 999 minutos
- * Tamaño de trabajo: 415x375x345mm
- * Potencia: 1000W
- * Rango de temperatura: 50 ~ 200 C°
- * Resolución de la temperatura: 0.1 C°
- * Fluctuación de la temperatura: ± 1 C°
- * Temporizador: 0-999min
- * Voltaje: 110V 60Hz / 220V 50Hz
- * Dimensión: 690x610x530mm
- * Tamaño: 79cm * 61cm * 66cm
- * Peso bruto: 52kg / 115lb
- * Peso neto: 39kg / 86lb

- Garantía: 1 Año(s)
- Modelo: DHG-9053A
- Marca: EUROTECH
- Peso: 40 Kg



IMAGEN REFERENCIAL