

ESTETOSCOPIO ADULTO

Marca: RIESTER

Proced. : ALEMAN

Description

Estetoscopio adulto duplex® RIESTER, equipo utilizado para la auscultación de adultos y niños.

Características:

- > Pieza de contacto doble disponible en aluminio muy ligero, anodizado.
- > Su membrana especial para una auscultación perfecta, 48 mm de diámetro, resulta más cómoda para el contacto con la piel gracias a sus anillos anti-escalofríos especialmente planos y suaves.
- > Campana: Ø 36mm (1,5 pulgadas)
- > Longitud total: 77cm (30,3 pulgadas)
- > Incluye: Repuesto de olivas y una membrana de recambio.



IMAGEN REFERENCIAL