

FERULAS NEUMATICAS INFLABLES

Marca : IMPORTADA

Las FÉRULAS NEUMÁTICAS INFLABLES son un dispositivo de inmovilización para las extremidades superiores e inferiores de uso ambidiestro. El kit consta de seis unidades de férulas de plástico para las extremidades: mano y muñeca, medio brazo, brazo completo, pie y tobillo, media pierna, pierna completa. Unidades plásticas totalmente translúcidas, ideal para rayos X y MRI.

- Tamaño en bolso: 28 x 26 x 7 cm
- Color: Transparente
- Contenido: 6 piezas
- Peso neto: 1.6 kg
- Inflador

MEDIDAS DE LAS FÉRULAS:

- Mano y muñeca: 38cm
- Medio brazo: 60cm
- Brazo: 75.5 cm
- Pie y tobillo: 39cm
- Media pierna: 67cm
- Pierna: 80 cm



IMAGEN REFERENCIAL