

INMOVILIZADOR DE CABEZA

Marca : IMPORTADA



DESCRIPCION

- Inmovilizador lateral de cabeza es perfecto para ser utilizado en tablas espinales, fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada permite permeabilidad completa del equipo. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de la cabeza del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Inmovilizador de cabeza lateral fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado hidrofuga.
- Desmontable ajustable con velcro de alta duración.

- Fácil lavado
- Material Hipo alergénico
- La unidad viene completa con base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza.
- Translucido. No interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT.
- No absorbe sangre ni fluidos corporales.
- Agujeros grandes para monitoreo del canal auditivo del paciente.
- Diametro exterior del agujero referencial 6.5 cms
- Dos sujetadores de barbilla y frente.
- Tiras de sujección a la camilla.



Marca	ETIMSA
Código	SZ21, SZ22
Peso	0.95 Kg sin caja
Material	Espuma de alta densidad y recubrimiento vinílico
Dimensión del Producto (L*W*H)	40 * 25.5 * 15 cm
Dimensión del Empaque (L*W*H)	41.5 * 28 * 13 cm
Color	Rojo, Naranja
Incluye	3 correas negras de sujección
Procedencia	China
Normativa	FDA, ISO 9001, CE

APLICACIONES

- Rescate
- Triturado
- Industria
- Mantenición
- Aserrado
- Bomberos
- Empacado
- Cementos
- Agroquímicos
- Construcción
- Minería
- Alimenticia
- Hospitalaria
- Canteras
- Bomberos
- Automotriz
- Obra Civil
- Cruz Roja




IMAGEN REFERENCIAL