

## LARINGOSCOPIO ADULTO

Marca: RIESTER

Mod: 7040



IMAGEN REFERENCIAL

Instrumento utilizado para la examinación de la laringe, y en procesos de intubación endotraqueal. Puede ser aplicado en las áreas de emergencia, UCI, UCIN, sala de operaciones, ambulancias.

### CARACTERÍSTICAS

- Hojas curvas (Macintosh) de acero inoxidable.
- La lámpara se encuentra situada en la parte anterior de la hoja.
- Forma anatómica para facilitar la intubación y mejorar la visión.
- Hojas esterilizables en autoclave, habiendo retirado la lámpara previamente.
- Mango de metal cromado.
- Superficie antideslizante para un buen agarre.
- Accionamiento mecánico para activar la iluminación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Iluminación: Lámpara de Vacío 2.7V.
- Esterilización en autoclave: 134°C en 5 min.
- Dimensiones de las palas: (largo x ancho)
  - o N° 2: 116 mm x 13 mm
  - o N° 3: 133 mm x 14.5 mm
  - o N° 4: 155 mm x 15.5 mm
- Alimentación: 02 Pilas tipo C.

### ACCESORIOS SUMINISTRADOS

- 03 Hojas curvas (Macintosh) números: 2, 3 y 4
- 01 Mango no recargable tipo C.
- 01 Estuche rígido.