

# LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO

Marca: RIESTER

Modelo: RI-PEN

Proced. : ALEMAN

## Descripción:

- Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008. Por lo tanto, ri-pen® puede fácilmente ser utilizado para el examen de los ojos también.
- 3V LED (5.300 Kelvin / 40.000 Lux Máximo).
- Campo de iluminación mejorado por medio de un rayo de luz central.
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable.
- Cierre de metal con enganche para la bata del médico.
- Tiene la función de encendido y apagado con un simple botón.

## Accesorios suministrados:

- 02 Pilas alcalinas AAA

 **Riester**  
**RI-PEN**



IMAGEN REFERENCIAL