

MÁSCARA RCP

Marca: IMPORTADA

DESCRIPCION

Está diseñado para suministrar una protección en la reanimación boca a boca.

- Válvula de paso único con un filtro bacteriano que ayuda a proteger a las personas en situación de emergencia.
- Impide el contacto directo con la boca del paciente, la nariz, la cara y ayuda a superar las dudas para iniciar la reanimación.
- El capuchón transparente permite visualizar el estado respiratorio del paciente. La entrada de oxígeno (opcional) facilita un suministro mayor de oxígeno al paciente.
- La mascarilla facial dispone de una cinta elástica que se coloca alrededor de la cabeza del paciente para mantenerla en su sitio.
- De un solo uso.
- Libre de látex, nivel médico 100%.

TAMAÑO DEL PRODUCTO (L x W x H)	PESO NETO
14 x 10 x 5 cm	0.11 kg

IMAGEN REFERENCIAL

