

MESA METALICO CON TALLIMETRO (INFANTOMETRO)

MARCA : NACIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Construido en plancha LAF de 1/40" de espesor de tubo cuadrado de 1" x 1.2 mm de espesor.
- Superficie con rebordes contraplacados y filete de aluminio.
- Colchoneta de espuma de 2" de espesor y forrado en korafan negro lavable.
- En la parte inferior del lado izquierdo lleva dos cajones con tiradores cromados y en el lado derecho un compartimiento abierto.
- A un extremo lleva un tablero que sirve para colocar balanza, en forma de repisa enchapado en jebe antideslizante cubierto con filete de acero.
- Pintado al horno a 120°C
- Tallimetro incorporado especial para medir al infante

DIMENSIONES:

- Largo : 130 cm.
- Ancho : 55 cm.
- Alto : 100 cm.

COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Marfil



IMAGEN REFERENCIAL