

## MICROSCOPIO BINOCULAR

**Marca:** GREAT LAB

**Mod:** XSZ-157H

Este equipo tiene un marco moderno y puede ajustarse inclinado a 45 °. La etapa mecánica de doble capa con mango largo ajustable y perilla coaxial gruesa y fina de fácil operación. También cuenta con objetivos acromáticos de alta calidad que garantizan la mejor imagen. Es ampliamente utilizado en colegios y universidades, establecimientos médicos y de salud.

### ESPECIFICACIONES:

- Objetivos acromáticos: 4 X, 10 X, 40 X (S), 100X (S, Aceite)
- Ocular: WF10X / Campo de visión 18mm.
- Binocular: Inclinado 30° grados, rota 360 grados, distancia interpolar 55 - 75 mm.
- Revolver: Cuádruple.
- Platina: 140 x 132 mm movimiento; rango 75 x 30 mm.
- Enfoque: Ajuste coaxial de enfoque grueso y fino con mecanismo de piñón y cremallera.  
Valor de escala de enfoque fino 0,002 mm
- Iluminación: LED de gran iluminación.
- Colector: iluminación fija de alto brillo
- Fuente de energía: 220V AC, 50/60Hz.



IMAGEN REFERENCIAL