

## NEBULIZADOR

Marca: CAMI

Modelo : EOLO

Proced. : ITALIA

Es un compresor de alimentación eléctrica dotado de nebulizador para aerosolterapia; El aparato, diseñado para ofrecer facilidad de transporte y utilización, es adecuado para la nebulización de fármacos, broncodilatadores y antibióticos. Construido con cuerpo en material plástico de elevado aislamiento térmico y eléctrico de conformidad con las normativas de seguridades europeas.

### Especificaciones generales

- Estructura de polipropileno (plástico reforzado).
- Interruptor de encendido con indicador visual.
- Fusible de protección.
- Soportes antideslizantes.
- Motor: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- Accesorios: 01mascara adulto y 01 pediátrica.  
01 pieza bucal.  
01 horquilla nasal.  
01 ductos o manguera de silicona autoclavable.  
01 filtro de aire.  
01 pipeta nebulizadora



IMAGEN REFERENCIAL