

OTOSCOPIO 2.7V

Marca: RIESTER

Modelo: E-SCOPE

Proced. : ALEMAN

Otoscopio de gran precisión para la examinar el aparato auditivo. Dispone de **iluminación directa de 2,7v.**

Este modelo de otoscopio es útil para realizar pruebas neumáticas. Diseñado en color blanco y negro.

Con el nuevo e-scope®, se ha conseguido dar un paso más hacia la iluminación óptima, hacia el respeto del medioambiente y hacia la rentabilidad.

Características del otoscopio Riester:

- Óptica de precisión impermeabilizada, giratoria en ambos lados con triple aumento para una visión correcta.
- Alojamiento de espéculos de metal higiénico y resistente para e-scope®/ ri-scope® L1 / L2
- Incluye 10 espéculos.
- Compatible con espéculos de otros fabricantes famosos
- Apropriado para la realización de pruebas neumáticas (suministro sin conector ni pera)
- Disponible opcionalmente en modelo negro o blanco
- Modelo básico económico con iluminación directa de reflexión reducida, lámpara de vacío de 2,7 v (2.500 K).

IMAGEN REFERENCIAL

