

OXIMETRO DE PULSO DE DEDO

Marca: RIESTER

Modelo : RI-FOX N

Proced. : ALEMAN

Pulsioxímetro ri-fox N - Para la medición rápida y precisa del pulso y SpO₂ para adultos y niños en solo cuestión de segundos. Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad. Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo). Apagado automático a los 8 segundos.

Especificaciones Técnicas:

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado
- Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo
- Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad
- Duración de las pilas de 30 horas aprox. (en servicio continuo)
- Apagado automático a los 8 segundos
- Área de medición SpO₂: 70%-100%
- Resolución SpO₂: 1%
- Exactitud de medición: 70%-100%: +/- 2%
- Área de medición pulso: 30-235bpm
- Resolución pulso: 1bpm
- Exactitud de medición pulso: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/- 2%
- Pantalla LED (SpO₂, pulso, señal de pulso, indicación visual por pilas flojas)
- **Ambiente:**
 - Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C (41°F - 104°F)
 - Temperatura de almacenamiento: -20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
 - Humedad atmosférica de funcionamiento: humedad <= 80%, ninguna condensación
 - Humedad atmosférica de almacenamiento: <=93%, ninguna condensación
 - Suministro eléctrico: 2 pilas AAA alcalinas tipo LR03
 - Vida útil de pilas: 30 horas aprox.
 - Dimensiones: 66 x 39 x 32 mm (2.60 x 1.54 x 1.26 in)

Accesorios suministrados:

- 2 pilas AAA




IMAGEN REFERENCIAL