

PANTOSCOPIO

Marca: RIESTER

Mod: 2050 ECONOM

CARACTERISTICAS GENERALES:

Equipo de diagnóstico compuesto por:

- **Oftalmoscopio May:**

Cabezal metálico, sólido y robusto.

- **Otoscopio:**

Cabezal metálico cromado, resistente al envejecimiento.

Tapa de vidrio desmontable para introducir instrumentos, con cierre hermético para la realización de pruebas neumáticas del tímpano.

Espéculos de oído de 1, 2 y 3 mm.

- **Portalámpara:**

Metálico cromado.

Resistente y duradero.

- **Espejo laríngeo:**

Para el uso con portalámparas. N°3 y N°4

- **Soporte para depresor lingual:**

Elaborado en acero inoxidable.

Apto para trabajo con bajalenguas de madera.

- **Espéculo nasal:**

Metálico cromado de gran resistencia al envejecimiento.

Apertura regulable mediante tornillo.

- **Mango:**

Metálico cromado, altamente resistente.

Superficie acanalada, antideslizante.

Cierre mediante tornillo para el cambio rápido de los cabezales.



DROGUERÍA
JANMEDIC

JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,
Reparaciones y Repuestos en General

Pieza de contacto doble de alta precisión, para una auscultación perfecta.



IMAGEN REFERENCIAL