

RESUCITADOR MANUAL

Marca : BESMED

Mod. : ADULTO

DESCRIPCION

- Bolsa de silicona semi-transparente, esterilizable en autoclave.
- Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales.
- Válvulas de paciente (Pico de pato)
- Válvula limitadora de presión (RELIEF)
- Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos, esterilizable en autoclave.
- Bolsa de reservorio de oxígeno en autoclave (opcional)
- Tubo de conexión al balón de oxígeno desechable.

DATOS TECNICOS:

- Volumen de la bolsa de silicona: 1600 ml
- Volumen del reservorio de 02:2500 ml
- Esterilización en autoclave a 134 °C
- Válvula limitadora de presión: 60 cmH₂O
- Concentración de oxígeno con bolsa de reservorio: 99%
- Concentración de oxígeno sin bolsa de reservorio: 45%
- Peso de paciente: >30n KG
- Longitud del tubo de conexión al balón de oxígeno:2M

ACCESORIOS:

- 01 Mascarilla facial N°5
- 01 Bolsa de silicona 1600 ml
- 01 Válvula de sobrepresión 60CM H₂O.
- 01 Bolsa de reservorio de oxígeno 2500 ml
- 01 Tubo para conexión a balón de oxígeno 2m.
- 01 Maletín rígido de transporte y almacenamiento

IMAGEN REFERENCIAL

