



**DROGUERÍA**  
**JANMEDIC**

**JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.**

**R.U.C. 20607805165**

Importación y Comercialización de Material Médico,  
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,  
Reparaciones y Repuestos en General

## ROTADOR ORBITAL DIGITAL UNIVERSAL DE 40-200RPM

Marca: KYNTEL

Mod: OS-20U



**ROTADOR ORBITAL DIGITAL UNIVERSAL DE 40 -  
200 RPM - KYNTEL**

**MOD. OS-20U**



DROGUERÍA  
**JANMEDIC**

**JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.**

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,  
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,  
Reparaciones y Repuestos en General

➤ **Aplicación:**

Equipo empleado en: Laboratorios, cosmética, farmacéutica, alimentos.

➤ **Características técnicas:**

- ✓ Panel digital
- ✓ Temporizador
- ✓ Control de velocidad
- ✓ Perilla switch y selector
- ✓ Diseño compacto, se puede poner en el horno de incubadora u otros equipos de laboratorio
- ✓ Motor sin escobillas CC, seguro, larga vida útil y libre de mantenimiento. Funcionamiento silencioso y estable

➤ **Especificaciones técnicas:**

Modelo	OS-20U
Dimensiones de la bandeja	22 (largo) *22 (ancho)cm
Rango de velocidad	40-200rpm
Modo de funcionamiento	Las agujas del reloj
Carga máx.	2kg (Sin pinza)
Orbital diámetro	20mm
Pantalla	Pantalla LED
Modo de operación	Tiempo/funcionamiento continuo
Rango de temporización	1min-19h59min



DROGUERÍA  
**JANMEDIC**

**JAN MEDICAL IMPORT E.I.R.L.**

R.U.C. 20607805165

Importación y Comercialización de Material Médico,  
Laboratorio, Dental, Venta de Equipos Médicos,  
Reparaciones y Repuestos en General

Tipo de Motor	Motor sin escobillas
Temperatura de trabajo	5-40 °C
Admisible de humedad relativa	80%
DIN EN 60529 método de protección	IP20
Dimensiones externas (W*D*H)	270*330*130 (mm)
Dimensiones contenedor (W*D*H)	400*400*260 (mm)
Peso neto	5 kg
Tensión/frecuencia	100-240VAC 50/60HZ
Potencia de entrada/salida del Motor	200W / 10W

➤ **Soporte Técnico:**

Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso especifica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo.

Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

➤ **Garantía:**

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.



IMAGEN REFERENCIAL