

SILLA DE RUEDA

MARCA : IMPORTADA

Descripción:

Estructura de acero cromado, el asiento de lona, para su fácil transporte ocupando menos espacio al momento del traslado, los frenos de estacionamiento de metal con mango de goma en llantas posteriores. Con una cruceta para mayor resistencia del paciente.

Características:

- Ruedas delanteras de 8 pulgadas de material de goma.
- Ruedas traseras propulsoras de aro de PVC llanta de 24 pulgadas lisas
- Apoyabrazos fijos de goma acolchado de buen confort y fácil de limpiar.
- Posapiés de estructura de aluminio fijo.

Dimensiones:

Ancho promedio: 52 cm
Ancho de asiento: 35 cm
Altura del asiento: 48 cm
Altura total: 90 cm
Profundidad de asiento: 36 cm
Soporte: 80 kg
Peso de la silla: 15 kg



IMAGEN REFERENCIAL