

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO

Marca: RIESTER

Modelo: EXACTA 1350

Proced. : ALEMAN

Instrumento empleado para la medición de la presión arterial.
Utilizado en todas las áreas médicas.

Descripción:

- Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Pera de insuflación de látex.
- Microfiltro para protección de la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana resistente a sobrepresiones.
- Brazalete de nylon con cierre de velcro.
- Blader (bolsa interna del brazalete) elaborado en látex, con sistema de doble tubo.
- Carcasa metálica recubierta con pintura negra.

Especificaciones técnicas:

- Escala de medición de 0 a 300 mm Hg.
- Diámetro de la escala: 49 mm.
- Precisión: ± 3 mm Hg.
- Dimensiones del brazalete adulto: 54.5cm x 14.5cm (largo x ancho).
- Dimensiones del blader: 24cm x 13cm (largo x ancho).

Accesorios suministrados:

- 01 Brazalete de nylon con cierre de velcro adulto.
- 01 Estuche de vinilo con cierre.



IMAGEN REFERENCIAL