

TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO

Marca: JANMEDIC

Proced. : CHINA

Tensiómetro anerode manual + Estetoscopio , Recomendado para medir la presión arterial. Se recomienda su uso para personal de salud, estudiantes o en domicilio. • Fácil traslado. Para uso personal y profesional. • Manómetro tipo reloj con gancho para sujetar al brazo. Estuche para traslado. • Insuflador (Pera) de látex para inflar el brazalete. • Sencilla conexión enchufable del tubo. • Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste. • Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición. • Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece. • Brazalete de alta duración. • Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 – 300 mmHg, de fácil lectura. • Máxima tolerancia de error de +/- 3 mmHg.

Características técnicas del tensiómetro:

- Material del esfigmomanómetro: algodón y nylon
- Material de la válvula y de la pera: PVC/Látex
- Precisión: +/-3mmHg
- Alcance: 0 - 300 mmHg
- Subdivisión: 2 mmHg
- Calibrado de aleación de zinc, 105 g
- Fabricado siguiendo las normas EN 1060-1/2
- Con anillo en D
- Bolsa de vinilo con cremallera
- Medidas del brazalete: 48 x 14 cm

Características técnicas del fonendoscopio:

- Materiales de fabricación: diafragma (aluminio), auriculares (latón), olivas (PVC) tubo de conexión (PVC)
- Color: negro
- No contiene látex
- Doble campana
- Largo: 75.5 cm
- Peso: 110 g

- Tamaño del diafragma: 4.3 cm



IMAGEN REFERENCIAL