

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO

Marca: Alphagomed

Modelo: U80EH

Características del Tensiómetro digital de brazo Alphagomed

- Métodos de medición: método oscilométrico.
- Localización de medición: brazo.
- Pantalla LCD:
- Presión: indicador de 3 dígitos de mmHg.
- Pulso: 3 dígitos.
- Símbolo: memoria, latido de corazón, batería de memoria débil.
- Función de memoria: 2 x 90 establece la memoria de los valores de medición.
- Fuente de energía: 4 pilas alcalinas AA DC. 6 V o fuente de alimentación.
- Apagado automático en 3 minutos.
- Peso de la unidad principal: aprox. 219
- Tamaño del dispositivo principal: 132 x 100 x 45 mm.




IMAGEN REFERENCIAL